

SAMODEJNA NAPRAVA CPAP



NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

SKU: LTK410

Medical Direct d.o.o.

Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana

Tel: +385 1 20 20 504

E-naslov: prodaja@medicaldirect.si

Spletna stran: www.medicaldirect.si

1. Namen uporabe



BreathCare PAP se uporablja za terapijo OSAHS (sindrom obstruktivne apneje v spanju-hipopneje). Naprava se uporablja za oskrbo na domu.

2. Uporabniške opombe

Naprava običajno ni primerna za bolnike s katero koli od naslednjih bolezni. Če pa je njena uporaba "nujna", je treba biti posebej pozoren. V vsakem primeru lahko o tem, ali se jo lahko uporablja ali ne, odloči le pristojni zdravnik.

Težave s srčnim delovanjem, huda hipotenzija, visokorizična barotrauma, huda pnevmotoraks pljuč, dehidracija iztekanja cerebrospinalne tekočine, nedavna intrakranialna operacija, intrakranialna poškodba itd.

3. Navodila o izdelku



4. Navodila za gumb

START Pritisnite ta gumb za začetek ali prekinitev terapije.


"Start/Stop" button






Knob Pritisnite gumb za vstop v izbrani vmesnik, za izbiro postavk ali shranjevanje nastavitvev; prav tako zavrtite gumb v smeri urinega kazalca za povečanje izbranih nastavitvev parametrov, medtem ko zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca za zmanjšanje.

5. Namestitvev


- Napolnite vlažilnik z vodo, ki ne sme preseči maksimalne ravni MAX; sicer lahko voda pride v zračno cev in napravo.
- Napolnite jo z destilirano vodo ali s hladno prekuhano vodo, če destilirane vode ni na voljo.




1. Postavite napravo na stabilno ravno površino; zavrtite gumb za zaklepanje iz lock na unlock.




2. Povlecite komponento pokrova gumba navzven.



3. Nežno pritisnite posodo za vodo in jo povlecite iz naprave.




4. Odprite premično komponento pokrova.




5. Napolnite destilirano vodo v posodo za vodo, bodite pozorni, da vanjo ne nalivate tople vode.


Pozor: vsak dan zamenjajte destilirano vodo v posodi za vodo.




6. Zaprite premično komponento pokrova.




7. Vstavite posodo v bočno stran naprave.




8. Zaprite komponento pokrova gumba




9. Zavrte komponento pokrova gumba iz unlock na lock.



10. Trdno priključite zračno cev na odprtino za zrak na vrhu naprave



11. Trdno priključite prosti konec zračne cevi na masko; za podrobne informacije si oglejte uporabniški priročnik za masko.



12. Priključite napajalni konektor na zadnji del naprave.

6. Začetek/prekinitev terapije

1. Nosite nosno masko v skladu z zahtevami za nosno masko v uporabniškem priročniku.
2. Pritisnite gumb "START" za začetek terapije. Med terapijo se na zaslonu prikaže povprečni tlak v realnem času, nastavljeni tlak, časovni zamik pritiska (min) in segreta raven vlaženja.
3. Ponovno pritisnite gumb "START" za prekinitev terapije.
4. Ko zaslon preide v stanje mirovanja, pritisnite kateri koli gumb, da ga zbudite. Ponovno pritisnite "START", da prekinete terapijo.

Pressure 6.0	APAP
	6.0-15.0
	Ramp: 15
	Humidity: 6

7. Navodila o funkcijah

I. Poizvedba informacij:

Povzetek poročila o spanju uporabnika se prikaže, ko vstopite v informacijski vmesnik, ki vključuje naslednje vsebine:

- AHI: označuje število apnej in hipopnej na uro.
- Uporabljen čas: trajanje zadnje terapije (ure).
- Povprečni tlak: povprečni tlak za zadnjo terapijo (cmH₂O/hPa).
- Povprečni volumen puščanja: povprečni volumen uhajanja zraka na minuto za zadnjo terapijo (LPM).
- Skupni čas: skupni čas po zadnji terapiji (ure).
- Različica: številka različice programske opreme, ki se uporablja za PAP napravo.
- SN: serijska številka PAP naprave.

II. RAMP



Ta funkcija naredi terapijo udobnejšo. Ramp se nanaša na čas, potreben za postopno povečanje tlaka od začetnega minimuma do terapevtskega tlaka ali na trajanje terapevtskega tlaka. Območje rampe je 0 ~ 45 min, s povečanjem po 5 min.

Kako nastaviti ramp:

- Postavite kazalec na Ramp in pritisnite gumb za vstop v vmesnik za nastavitve.
- Zavrtite gumb za izbiro zakasnitve pritiska.
- Ponovno pritisnite gumb za shranjevanje nastavitve in vrnitev v čakalni vmesnik.

III. Raven vlažnosti

Ogrevani vlažilnik zraka se uporablja za segrevanje in vlaženje okoliškega zraka, kar naredi terapijo udobnejšo.





Med terapijo, če uporabnik občuti žejo, se lahko vključi ogrevana funkcija vlaženja. Zmanjšajte raven vlažnosti, če se znotraj maske čuti vodna para. Obstaja 0–6 ravni vlažnosti, pri čemer je raven 0 izklop, raven 1 najnižja, raven 6 pa najvišja raven. Ravni 1–6 so enakovredne naslednjim temperaturam (s točnostjo ± 4 °C). (Opomba: Te temperature se merijo brez posode za vlažilnik):

Raven 1 = približno 33 °C, Raven 2 = približno 35 °C, Raven 3 = približno 40 °C, Raven 4 = približno 45 °C, Raven 5 = približno 50 °C, Raven 6 = približno 55 °C

Kako nastaviti raven vlage:

- Postavite kazalec na možnost Vlažnost, pritisnite gumb za vstop v nastavitveni vmesnik.
- Zavrtite gumb za izbiro ravni vlažnosti, pritisnite gumb za shranjevanje nastavitvev in vrnitev v vmesnik v stanju mirovanja.
- Pritisnite in zavrtite gumb za nastavitvev ravni vlažnosti, nato ponovno pritisnite gumb za shranjevanje nastavitvev med terapijo.



IV. Raven FPS

Obstajajo 0–3 FPS ravni; raven 0 pomeni izklop funkcije, raven 1 je najnižja raven, raven 3 pa najvišja. Ta funkcija lahko pomaga uporabnikom, da se hitro prilagodijo terapiji PAP naprave.

V. Druge funkcije

- Svetloba vlažilnika: Vključite svetlobo vlažilnika, da jasno vidite preostalo količino vode v posodi za vlaženje.
- Zvočni alarm: Ko je ta funkcija vključena, se v primeru uhajanja zraka ali okvare motorja sproži zvočni alarm.
- Pameten zagon/zaustavitev: Ko je ta funkcija vključena, se PAP samodejno zažene, ko si nadenete nosno masko;

in ustavi v 1 minuti po tem, ko odstranite masko.

- Nastavitve časa: Nastavite čas (minute, ure, dan, mesec, leto), prikazan na napravi.
- Budilka: Vključite to funkcijo in nastavite čas alarma. (ura, minuta)
- Jezik: Izberete lahko angleščino ali kitajščino.

8. Klinični meni

Priporoča se nastavitvev naslednjih parametrov na podlagi zdravniškega mnenja.

I. Način delovanja

- Začnite iz pripravljenega vmesnika, pritisnite gumb "START" in gumb hkrati za vstop v klinični meni.
- Zavrtite gumb za pomik kazalca za izbiro načina CPAP ali APAP.
- Pritisnite gumb za shranjevanje nastavitvev po izbiri.
- Zavrtite gumb za postavitev kazalca na možnost nazaj (Back) in pritisnite gumb za vrnitev v pripravljen vmesnik.

II. Nastavite tlak

- V meniju izberite način CPAP, pritisnite tipko za vklop hkrati z izbirnim gumbom, na zaslonu se prikaže klinični meni. Zavrtite gumb levo ali desno za izbiro zelenega načina delovanja. Po nastavitvi načina pritisnite izbirni gumb za shranjevanje spremembe. Označite "Nazaj", pritisnite gumb za vrnitev na začetno stran.
- Zavrtite gumb levo ali desno za nastavitvev zelenega tlaka, z vsakim korakom se tlak poveča/zmanjša za 0,5 cm H₂O/hPa.
- Pritisnite gumb za shranjevanje nastavitvev.
- Zavrtite gumb na možnost za vrnitev in pritisnite gumb za vrnitev v pripravljen vmesnik. V načinu APAP nastavite maksimalni tlak, minimalni

tlak, terapevtski tlak in začetni tlak po enakem postopku.

Opis

V načinu APAP, če je maksimalni tlak nastavljen nižje od začetnega tlaka, terapevtskega tlaka in minimalnega tlaka, se bodo vsi trije samodejno nastavili na maksimalni tlak.

III. Izberite enoto tlaka

- V kliničnem meniju zavrtite gumb za pomik kazalca na možnost Enota tlaka, pritisnite gumb za spremembo barve besede iz bele v modro, nato zavrtite gumb za izbiro cmH₂O ali hPa.

- Pritisnite gumb za shranjevanje nastavitve. Zavrtite gumb na možnost vrnitve in pritisnite gumb za vrnitev v pripravljen vmesnik.

IV. Izberite raven FPS

- Obrnite gumb na možnost povratka in pritisnite gumb za povratek na vmesnik v stanju pripravljenosti..

IV. Izberite raven FPS

- V meniju obrnite gumb za nastavitvev kazalca na možnost FPS Level, pritisnite gumb za spremembo barve besed iz bele v modro, nato obrnite gumb za izbiro ravni FPS od 0 do 3.

- Pritisnite gumb za shranjevanje nastavitve.

- Obrnite gumb na možnost povratka in pritisnite gumb za povratek na vmesnik v stanju pripravljenosti.

V. Izberite rampo (min)

- V kliničnem meniju obrnite gumb za nastavitvev kazalca na možnost Ramp, pritisnite gumb za spremembo besed iz bele barve v modro, nato obrnite gumb za izbiro časa rampe (0–45 min, 5 min/raven);

- Pritisnite gumb za shranjevanje nastavitve;

- Obrnite gumb na možnost povratka in pritisnite gumb za povratek na vmesnik v stanju pripravljenosti.

VI. Izberite vlažnost

- V kliničnem meniju obrnite gumb za nastavitvev kazalca na možnost Humidity, pritisnite gumb za spremembo besed iz bele barve v modro, nato obrnite gumb za izbiro ravni segretega vlaženja. (med ravnmi 0–6)

- Pritisnite gumb za shranjevanje nastavitve.

- Obrnite gumb na možnost povratka in pritisnite gumb za povratek na vmesnik v stanju pripravljenosti.

Opomba


Pritisnite gumb »START« in gumb hkrati za vstop v klinični meni med terapijo; Izvedite korake 1–6 zgoraj za nastavitvev terapevtskih parametrov, nato pritisnite gumb na zadnji strani za povratek na terapevtski vmesnik.

9. Vzdrževanje in servis


PAP naprava potrebuje dnevno vzdrževanje, da se uporabnikom zagotovi boljša kakovost terapije. Vzdrževanje in servis vključujeta razstavljanje, čiščenje, pregled, ponovno sestavljanje itd.

I. Razstavljanje


1. Izklopite napajanje naprave.




2. Primate odprtino zračne cevi in jo nežno izvlecite iz naprave.




3. Obrnite komponento pokrova rezervoarja, da jo odklenete.




4. Izvlecite komponento pokrova gumba navzven.



5. Nežno pritisnite rezervoar za vodo in ga povlecite iz naprave.




6. Odprite silikonski čep in izlijte preostalo vodo.




Opomba: Zaprite silikonski čep po tem, ko se voda izprazni.

7. Odprite premično komponento pokrova.



8. Primite vrh cevi za zrak in vrtljivi del maske, nato ju nežno ločite.

Opomba: Ne vlecite navojnega dela cevi za zrak.



II. Čiščenje

PAP napravo je treba čistiti vsaj enkrat na teden po naslednjih korakih. Prosimo, pogledajte ustrezne podrobnosti za čiščenje mask v priročniku.

- Ves prah z zunanje strani PAP naprave in vlažilnika nežno obrišite s čisto in mokro krpo.
- Očistite notranjost rezervoarja vlažilnika in zračno cev tako, da ju napolnite s toplo vodo (temperatura naj bo manjša od 41 °C).
- Popolnoma izperite rezervoar vlažilnika in zračno cev ter ju osušite na zraku.
- Obrišite napravo s suho in čisto krpo.

Opomba

Za čiščenje ne uporabljajte pomivalnega stroja ali čistilnega stroja, niti čistilnih sredstev, ki vsebujejo dišave ali sredstva za mehčanje.

III. Pregled

Rezervoar vlažilnika, zračne cevi, zračni filtri je treba redno pregledovati.

A. Pregled rezervoarja vlažilnika:

- Če pride do zloma ali razpoke v rezervoarju vlažilnika, ga je treba zamenjati z novim.
- Če je tesnilo separatorja poškodovano ali razpokano, ga je treba zamenjati z novim.

B. Pregled zračne cevi:

Preverite, ali je zračna cev poškodovana ali razpokana. Po potrebi jo zamenjajte z novo.


C. Pregled zračnega filtra:

Preverjajte bombaž zračnega filtra enkrat na teden.


- Če je zračni filter poškodovan ali zamašen s prahom, ga zamenjajte z novim.

D. Koraki za zamenjavo zračnega filtra:

1. Odprite pokrov filtra in odstranite stari filter.



2. Namestite nov zračni filter na pokrov filtra, nato ga namestite na PAP napravo.



Opomba

Preverite, ali je velikost zračnega filtra ustrezna, da preprečite vdor vode ali prahu v PAP napravo.

IV. Sestavljanje

Ko očistite in osušite rezervoar vlažilni-

ka in zračno cev, jih ponovno sestavite.

- Rezervoar vlažilnika je treba ponovno sestaviti, kot je prikazano na sliki.
- Pokrov, pregrada in telo rezervoarja vlažilnika morajo biti pravilno nameščeni z usklajenimi položaji za vtis.
- Trdno držite telo vlažilnika, poravnajte PAP napravo s priključkom in ju pravilno povežite.
- Namestite rezervoar vlažilnika v telo vlažilnika in zaprite zgornji pokrov.
- Povežite en konec zračne cevi na izhod, drugi konec pa na nosno masko.

10. Shranjevanje parametrov terapije

BreathCare PAP lahko samodejno shrani podatke o terapiji uporabnika za vpogled zdravniku, ti podatki pa se lahko uporabijo kot osnova za prilagoditev terapevtskih parametrov.

I. Micro-SD kartica

Vklopite PAP napravo in vstavite Micro-SD kartico v režo za branje in pisanje podatkov. Odstranite jo iz PAP po zahtevi za zaključek.

1. Reža za Micro-SD kartico se nahaja na zadnji strani PAP naprave.
2. Vstavite Micro-SD kartico v režo in pritisnite SD kartico za odstranitev.

Opomba

Te Micro-SD kartice ni dovoljeno uporabljati za druge namene.

11. Opozorila in opombe

Opozorilo

- PAP naprave ni mogoče uporabiti za vzdrževanje življenja. Prenehanje delovanja zaradi izpada električne energije ne bo ogrozilo uporabnika.
- PAP napravo je mogoče uporabljati samo skupaj z masko, ki jo je proizvedel njen prvotni proizvajalec ali jo je priporočil zdravnik. Ne blokirajte

zračnih odprtih na nosni maski, da zagotovite normalno dihanje.

- Prepričajte se, da je zračna cev pravilno priključena in da ni zasukana.
- Prepričajte se, da na električnem kablu in vtiču ni poškodb.
- Električnega kabla ne nameščajte v bližino vročih predmetov.
- Če pride do nenavadnega hrupa, padca PAP naprave ali česa podobnega, takoj prenehajte z uporabo in se obrnite na servis.
- Naprave PAP ne razstavljajte sami, da bi se izognili električnemu udaru.
- Naprave, napajalne enote in kabla ne potaplajte v vodo. Če je naprava prišla v stik z vodo, takoj izklopite napajanje, ločite vlažilnik od PAP naprave in pustite napravo, da se posuši na zraku.
- Pred čiščenjem ločite vlažilnik od PAP naprave in preverite, da so vsi deli popolnoma suhi pred ponovno montažo.
- Naprave ne vzdržujte, medtem ko je v delovanju.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati v okolju, kjer se zrak meša z vnetljivimi anestetičnimi plini ali dušikovim oksidom.

Opomba

- Izdelek je treba uporabljati na vodoravni površini in ga hraniti stran od vode.
- Prosimo, uporabite nosno masko z zračno odprtino, ki jo proizvaja podjetje Yuwell. Prepričajte se, da je izhod maske čist.
- Naprave ne postavljajte na mesto, kjer se lahko zlahka zlomi ali kjer se lahko spotaknete ob napajalni kabel.
- Ne blokirajte zračne cevi in izhoda za zrak, da preprečite pregrevanje naprave.

- Napravo hranite stran od vsega, kar lahko blokira vtičnico, in jo postavite v čisto in urejeno okolje.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte belila, klora, alkohola, aromatičnih raztopin, vlažilnih krem, antibakterijskega mila, sezamovega olja in drugih raztopin, ki lahko predstavljajo nevarnost za napravo, vplivajo na učinkovitost vlaženja ali celo skrajšajo življenjsko dobo izdelka.
- Ko se uporablja vlažilnik zraka, postavite napravo na višino pod glavo uporabnika, da preprečite vračanje vode v zračno cev in nosno masko.
- Pred premikanjem naprave izpraznite preostalo vodo iz posode vlažilnika. Naprave ne nagibajte, obračajte ali stresajte, če je v posodi vlažilnika še voda, da preprečite vdor vode nazaj v napravo.
- Podrobnosti o delovanju vlažilnika poiščite v uporabniškem priročniku.
- Med uporabo naprave ne postavljajte na druge naprave ali jih hranite v njihovi bližini. Če je potrebno, opazujte in preverite, ali PAP naprava v takem okolju deluje normalno.

14. Tehnične specifikacije

Artikal	Specifikacije	
Napajanje	Vhodna napetost: AC100V-240V, Dovoljena toleranca: $\pm 10\%$, 1,4A; Frekvenca: 50HZ-60HZ, Dovoljena toleranca: $\pm 1\%$	
Okoljski pogoji	Temperatura	Delovanje: $+5 \sim 35\text{ }^{\circ}\text{C}$, (brez kondenzacije) Skladiščenje: $-20 \sim +70\text{ }^{\circ}\text{C}$ Transport: $-20 \sim +70\text{ }^{\circ}\text{C}$
	Vlaga	Delovanje: RH 10 ~ 90% (bez kondenzacije) Skladiščenje: RH 10 ~ 90% Transport: RH 10 ~ 90% Razpon atmosferskega tlaka: 600 ~ 1060hPa
EMC	EMC BreathCare PAP izpolnjuje EMC zahteve GB9706.1: 2007. Ta naprava lahko nudi razumno zaščito pred škodljivimi motnjami. Tudi če je pravilno nameščena, lahko še vedno povzroča motnje. Za odpravljanje težav je priporočljivo poskusiti naslednje: <ul style="list-style-type: none"> • Premaknite ali ponovno namestite sprejemno napravo. • Povečajte razdaljo do tega izdelka. • Povežite napravo na vtičnico, ki je na drugem varovalnem krogu in ne napaja motenj povzročajočih naprav. • Za pomoč se obrnite na proizvajalca ali servis. 	
Varnost	PAP: Razred II, tip BF	
Raven hrupa	V skladu z zahtevami ISO-17510-1: 2007 (CPAP način), pri tlaku 10 cmH ₂ O, na razdalji 1 m, ko PAP (z ogrevanim vlažilnikom zraka) deluje normalno, naj bo hrup $\leq 32\text{dB (A)}$, in ko PAP (brez ogrevanega vlažilnika zraka) deluje normalno, naj bo hrup $\leq 30\text{dB (A)}$.	
Fizične lastnosti (PAP naprava, vlažilnik zraka s posodo)	Velikost	270 x 135 x 100 mm (D x Š x V)
	Teža	Približno 1560 g (vključno z vlažilnikom zraka)
	Zračna cev	Plastična cev, 1,8 m (približno)
	Material posode vlažilnika zraka	PC, dno iz nerjavečega jekla, TPE, tesnilni trak
Terapijski tlak	4-20 cm H ₂ O/hPa (nastavljivo, korak: 0,5 cm H ₂ O/hPa)	
Začetni tlak	4-20 cm H ₂ O/hPa (nastavljivo, korak: 0,5 cm H ₂ O/hPa)	
Maksimalni tlak	4-20 cm H ₂ O/hPa (nastavljivo, korak: 0,5 cm H ₂ O/hPa)	
Minimalni tlak	4-20 cm H ₂ O/hPa (nastavljivo, prirast: 0,5 cm H ₂ O/hPa)	
Ramp (min)	0-45 min (nastavljivo, povečanje: 5 min)	
Maksimalna kompenzacija uhajanja zraka	0-130LPM, dovoljena toleranca $\pm 5\text{LPM}$	

Simptom	Mogoč vzrok	Rešitev
Nosna maska pušča	<ul style="list-style-type: none"> Nosna maska ni pravilno nameščena Velikost nosne maske ni ustrezna Vrsta nosne maske ni ustrezna 	<ul style="list-style-type: none"> Namestite jo v skladu z uporabniškim priročnikom za nosno masko Zamenjajte nosno masko z ustrežno velikostjo Zamenjajte vrsto nosne maske
Nos ima suhe simptome zamašitve	<ul style="list-style-type: none"> Raven vlaženja je nizka Nos ima druge motnje 	<ul style="list-style-type: none"> Povečajte raven vlaženja Posvetujte se z zdravnikom
V nosu, nosni maski ali zračni cevi je vlaga	<ul style="list-style-type: none"> Raven vlaženja je previsoka Temperaturna razlika med notranjim in zunanjim delom cevi je velika 	<ul style="list-style-type: none"> Zmanjšajte raven vlaženja Namestite toplotni ščit okoli zunanjega dela cevi ali zamenjajte cev z ogrevano žico
Usta so suha	<ul style="list-style-type: none"> Zrak se izdihuje skozi usta 	<ul style="list-style-type: none"> Uporabite celoobrazno masko ali se posvetujte z zdravnikom
Tlak v nosni maski je previsok (uporabnik prejema preveč zraka)	<ul style="list-style-type: none"> Funkcija ravni FPS ni vklopljena 	<ul style="list-style-type: none"> Vklopite funkcijo ravni FPS
Tlak v nosni maski je prenizek (uporabnik vdihuje premalo zraka)	<ul style="list-style-type: none"> Funkcija ravni FPS je vklopljena 	<ul style="list-style-type: none"> Začnite terapijo, dokler tlak ne naraste na minimalni ali terapevtski tlak Izklopite funkcijo ravni FPS
Prazen zaslon	<ul style="list-style-type: none"> Osvetlitev ozadja zaslona se bo samodejno izklopila po 2 minutah za prehod v način spanja Napajanje ni priključeno 	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite katerokoli tipko za ponovno osvetlitev zaslona Priključite napajanje in preverite stike
Puščanje posode vlažilnika	<ul style="list-style-type: none"> Posoda vlažilnika ni pravilno sestavljena Posoda vlažilnika je poškodovana 	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je posoda vlažilnika pravilno sestavljena, in jo ponovno sestavite po uporabniškem priročniku; Preverite, ali je posoda vlažilnika poškodovana in jo po potrebi zamenjajte z novo

GARANCIJA

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kot uvoznik in distributer te naprave za za Hrvaško in Slovenijo, jamči za brezhibno delovanje naprave DVE (2) LETI od dneva nakupa. Prav tako jamčimo servis in dobavo rezervnih delov 7 let od dneva nakupa naprave. TA GARANCIJA VELJA SAMO ZA ELEKTRIČNI DEL NAPRAVE in ne zajema drugih potrošnih delov, priloženih napravi. Garancija ne vpliva na druge pravice kupca, ki mu pripadajo po drugih pravnih podlagah. Garancija velja na ozemlju Hrvaške in Slovenije. Podeljivalec garancije se zavezuje, da bo popravek izvedel v primernem roku od dneva prijave okvare.

DATUM NAKUPA:

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:

V primeru reklamacij se obrnite na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 003851/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.si