

ROLATOR Z OPORO ZA KOLENA



NAVODILA ZA UPORABO

Za pritožbe se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.si
Web: www.medicaldirect.si

SKU: KW1



Karakteristike izdelka

Rolator na 4 kolesih z oporo za koleno je izdelan iz aluminijastega ogrodja, prevlečenega z kovinsko barvo. Rolator je opremljen z odstranljivo torbo, oporo za noge in po višini nastavljivo oporo za koleno. Izdelek ima tudi po višini nastavljiv krmilo z anatomskimi ročaji in ročnimi zavorami (zadnja kolesa), ozka kolesa s premerom 20 cm.

Uporaba

Aluminijast rolator na 4 kolesih z oporo za koleno (skuter za koleno) je namenjen osebam z omejeno mobilnostjo, ki potrebujejo stabilno oporo. Priporoča se tudi starejšim osebam in osebam s poškodbami stopala in gležnja kot pomoč pri ohranjanju ravnotežja, izboljšanju udobja gibanja in varnosti pred padci. Uporaba rolatorja pozitivno vpliva na vračanje k aktivnostim po poškodbah. Zagotavlja boljše stabilizacijo, oporo in varnost med gibanjem. Posebej je uporaben med rehabilitacijo po operaciji gležnja ali stopala.

OPOMBA! Rolatorja ne smejo uporabljati osebe s težavami ali poškodbami kolenskega sklepa zaradi velikega pritiska na to območje med uporabo rolatorja.

Montaža

1. Razpiranje in zlaganje rolatorja



Razpiranje in zlaganje rolatorja
Odpriete rolator, pritrđite del A v del B, dokler ne zaslišite klik zaklepnega zatiča. Z gumbom za zaklepanje zavarujte okvir.

OPOMBA! Dolžina med deloma A in B je nastavljiva. Za prilagoditev odvijte gumb za zaklepanje, ga odstranite, nato pritisnite zatiča na obeh straneh in nastavite okvir na ustrezno dolžino. Nato pritrđite z gumbom za zaklepanje.

- Zadnja kolesa zavarujte tako, da dolgo zaklepno ročico vstavite v odprtino na zadnji strani dela B. Pravilno nameščena zaklepna ročica mora iti skozi 4 odprtine dela B (slika 2). Zategnite gumb za zaklepanje.
- Potisnite palico naprej, da povežete krmilo in osnovno rolatorja (vodoravni položaj). Zategnite

varnostno zaponko (glejte slike 3–5).

- Krmilo pritrdite tako, da ga potegnete do ustrezne dolžine. Zaklepni vijak vstavite skozi



odprtino na sprednji strani in ga zategnite z gumbom na drugi strani.

- Oporo za koleno pritrdite v odprtino na delu B. Izberite ustrezno višino in jo pritrdite z gumbom za zaklepanje.

• Varnostna opora za noge s priloženim pokrovčkom.

- Torbo potisnite v zgornje odprtine na posebni ploščici, ki se nahaja na sprednji strani palice. Torbo potisnite navzdol, da jo pritrdite (slika 6).

Za dodatno varnost pritrdite ježka, ki se nahaja na zadnji strani.

OPOMBA! Dodatni vložek

iz trdega materiala se nahaja na dnu torbe.

Uporabite ježke, da ga pritrdite na mesto.

- Za zlaganje rolatorja

ponovite zgoraj navedene korake v obratnem vrstnem redu. Obvezno: odstranite vse zaklepne gumbce z vijaki, ločite del A od dela B, odstranite oporo za koleno in zložite krmilo v vodoravni položaj.

Opomba! Med zlaganjem krmila vedno odklenite varnostno zaponko in jo povlecite v stran, da ločite osnovo palice od okvirja.



Vzdrževanje

1. Čiščenje

- Očistite okvir vlažnom krpom i temeljito
- Okvir očistite z vlažno krpo in ga temeljito osušite.
- Ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev, da ne poškodujete zaščitnih premazov.
- Redno čistite gibljive dele rolatorja (tečaji, zatezni vijaki, zapahi) pred umazanijo.

2. Zavore

Za ustavitev rolatorja hkrati pritisnite oba zavora ročaja.

3. Nastavitev višine ročajev

Za nastavitev višine ročajev odvijte gumbce za zaklepanje, ki se nahajajo na zunanji strani okvirja, izberite ustrezno višino in zategnite gumbce za zaklepanje.

Tehnične značilnosti

Skupna širina: 44 cm

Dimenzije opore za koleno: 35 x 18 cm

Skupna dolžina: 84 - 89 cm

Višina sedeža od tal: 45,5 - 58 cm

Nastavitev višine ročajev: 89 - 119 cm

Teža: 9,6 kg

Največja nosilnost: 136 kg

Barva okvirja: črna